


# Pap-test Kit


Kit per Pap-Test  
*Pap-Smear kit*



 Il Pap-Test è un esame indolore per rilevare la presenza di cellule anomale nella cervice. La composizione funzionale del kit permette un'operatività immediata.

La versione standard comprende:

- 1 speculum SPECUVAG medio
- 1 spatola di AYRE in legno
- 1 RAMBRUSH per prelievo endocervicale
- 1 portavetrini
- 2 vetrini sabbiati

 Pap-Smear is a painless screening test used to detect the presence of any anomalous cells on the cervix. The functional configuration of the kit allows a ready-to-go operation.

The standard kit includes:

- 1 SPECUVAG medium size speculum
- 1 wooden AYRE's spatula
- 1 RAMBRUSH for endocervical sampling
- 1 double slides holder
- 2 frosted slides

Cod.	Pz/Scatola - Pcs/Box
770309	50 pz./pcs.

Fornito in confezione singola - monouso - sterilizzazione a EtO - marcato CE 0051

Supplied in single packaging - disposable - EtO sterilization - CE 0051 marked

