




Rambrush

Brosse pour prélèvement endocervical
Cepillo para análisis endocervical



 Insertion facile même en cas de col utérin sténosé grâce au profil légèrement conique des poils en nylon. La conception de la pointe permet le retrait d'une quantité appropriée de cellules, rendant la procédure totalement indolore.

 Fácil inserción incluso en caso de cuello uterinoestenótico gracias al perfil ligeramente cónico de las cerdas de nailon. El diseño de la punta permite extraer una cantidad adecuada de células, por lo que el procedimiento es completamente indoloro.

| Code Cód. | Couleur Color | Description Descripción | Pièces/boîte Uds./Caja |
|-------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|--|
| 720105 stérile estéril | Bleu clair Azul celeste | Longueur 20 cm Brosse 5,5 mm | 500 pièces (50 sachets de 10 pièces) 500 uds. (50 sobres de 10 uds.) |
| 720106 stérile estéril | Vert foncé Verde oscuro | | 500 pièces (emballées individuellement) 500 uds. (envasado individualmente) |
| 720214 non stérile no estéril | Bleu clair Azul celeste | Longitud 20 cm Cepillo 5.5 mm | 500 pièces, produit en vrac 500 uds., producto a granel |

720105: usage unique - stérilisé à l'EtO - marqué CE 0051
720106: usage unique - stérilisé à l'EtO - marqué CE 0051
720214: usage unique - non stérile - marqué CE

720105: desechable - esterilizado por EtO - marcado CE 0051
720106: desechable - esterilizado por EtO - marcado CE 0051
720214: desechable - no estéril - marcado CE

