




Rambrush

Spazzolino per prelievo endocervicale
Brush for endocervical sampling



 Inserimento agevole anche in caso di cervice stenotica grazie al profilo leggermente conico delle setole di nylon. Il design della punta permette l'asportazione di una quantità idonea di cellule, rendendo la procedura del tutto indolore.

 Its soft nylon bristles with tapered shape allow a simplified introduction even in case of stenotic cervix. The tip design provides a sufficient and reliable sample of cells making the procedure completely painless.

Cod.	Colore - Color	Descrizione / Description	Pz/Scatola - Pcs/Box
720105 sterile	Azzurro Light Blue	Lunghezza 20 cm Scovolino 5,5 mm Length 20 cm Brush head 5.5 mm	500 pz. (50 buste da 10 pz.) 500 pcs. (50 pouches of 10 pcs.)
720106 sterile	Verde Scuro Green		500 pz. (confezionati singolarmente) 500 pcs. (individually packed)
720214 non sterile	Azzurro Light Blue		Prodotto sfuso 500 pcs, bulk

720105: monouso - sterilizzato a EtO - marcato CE 0051
720106: monouso - sterilizzato a EtO - marcato CE 0051
720214: monouso - non sterile - marcato CE

720105: disposable - EtO sterilization - CE 0051 marked
720106: disposable - EtO sterilization - CE 0051 marked
720214: disposable - non-sterile - CE marked

