



Spatola di Ayre

Spatule Ayre en bois

Espátula de Ayre de madera



 Pour le prélèvement de cellules exocervicales et sur le fornix postérieur pour examen cytologique. La forme différente des deux extrémités rend la spatule adaptée à des usages spécifiques. Les deux permettent une excellente maniabilité lors de la procédure de rotation à 360° sur le col de l'utérus. La spatule Ayre en bois de bouleau a des bords lisses qui rendent la procédure confortable.

 Para la extracción de células exocervicales y del fómix posterior para el examen citológico. Los dos extremos con formas diferentes hacen que la espátula sea adecuada para fines específicos. Ambos permiten una excelente maniobrabilidad durante el procedimiento de rotación de 360° en el cuello uterino. La espátula de Ayre en madera de abedul tiene bordes suaves que permite realizar el procedimiento con toda comodidad.

Code Cód.	Description Descripción	Pièces/boîte Uds./Caja
720186 stérile estéril	Longueur 17,5 cm	500 pièces (emballées individuellement) 500 uds. (envasado individualmente)
720194 non stérile no estéril	Longitud 17.5 cm	200 pièces, produit en vrac 200 uds., producto a granel

720186: usage unique - stérilisé à l'EtO - marqué CE

720194: usage unique - non stérile - marqué CE

720186: desechable - esterilizado por EtO - marcado CE

720194: desechable - no estéril - marcado CE

