



Spatola di Ayre

Spatola di Ayre in legno
Wooden Ayre's spatula



 Per il prelievo di cellule escervicali e sul fornice posteriore per esame citologico. La diversa forma delle due estremità rende la spatola adatta a scopi specifici. Permette un'ottima manovrabilità durante la procedura di rotazione a 360° sulla cervice. La spatola di Ayre in legno di betulla presenta bordi levigati che rendono la procedura confortevole.

 Ectocervix cells and posterior fornix sampler for cytologic smear. The two differently shaped ends make the spatula suitable for specific purposes. It facilitates a 360° rotation and an optimal contact with the cervix. Ayre's spatula (in Birch wood) has smooth and splinter-free edges that make the procedure completely comfortable.

Cod.	Descrizione / Description	Pz/Scatola - Pcs/Box
720186 sterile	Lunghezza 17,5 cm	500 pz. (confezionati singolarmente) 500 pcs. (individually packed)
720194 non sterile	Length 17.5 cm	200 pz., prodotto sfuso 200 pcs, bulk

720186: monouso - sterilizzato a EtO - marcato CE
 720194: monouso - non sterile - marcato CE

720186: disposable - EtO sterilization - CE marked
 720194: disposable - non-sterile - CE marked

